

Glas-Körperanalysewaage PSM

Art.-Nr. 40446 | EAN 40 15588 40446 7

Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse

Integrierte Kalorienbedarfsanalyse

Großes, leicht lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung



Funktion | Anwendung

Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse

Integrierte Kalorienbedarfsanalyse

10 Speicherplätze

Bequeme „step-on“-Einschaltung

Automatische Abschaltung nach ca. 8 Sekunden

Trittpläche aus 8 mm Sicherheitsglas

Großes, leicht lesbares LCD-Display mit weißen Leuchtziffern

Hochwertige Edelstahlelektroden

Umschaltbar zwischen kg, lb und st

Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse

Technische Daten

Größe: ca. 32 x 32 x 2,6 cm

Gewicht: ca. 2,45 kg

Gewichtsanzeige bis 180 kg, 396lb, 28 st 4 lb

Teilung: 100 g, 0,2 lb, 1/4 lb

Displaygröße: 10,5 x 4,4 cm

Batterien: 3 x 1,5 V (AAA)

Packungsinhalt

Glas-Körperanalysewaage

Batterien

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 34,2 x 35,2 x 3,4 cm | 2,08 kg

VPE

4 Stück | 36,5 x 18,2 x 36,5 cm | 11,3 kg